


| | | |
|---|---|----------------|
| POZITRON Diagnosztika Kft |  | melléklet (me) |
| Tájékoztató 24 órás EKG vizsgálathoz | Dokumentum száma: me-06-M- 07- 003 Oldalszám: 1/1 | |

Sorszám:

TÁJÉKOZTATÓ HOLTER (24 órás EKG) VIZSGÁLATHOZ

A vizsgálat célja: a szív elektromos tevékenységének folyamatos, 24 órán át tartó monitorozása a mindennapos megszokott tevékenység közben, a csak időszakosan fellépő eltérések, pl. szabálytalan szív működés, szívritmus zavar kimutatása, szédülés, ájulás, mellkasi fájdalom kivizsgálása, gyógyszeres kezelés hatékonyságának ellenőrzése céljából.

A vizsgálat leírása:

A 24 órás EKG monitorozás során öntapadó, egyszer használatos elektródákat helyezünk az Ön mellkasára, melyeket vezetékek segítségével kötünk össze a hordozható Holter készülékkel, amely a szívből érkező elektromos jeleket rögzíti. Eközben Ön nyugodtan végezheti napi megszokott tevékenységét. Huszonnégy óra múlva eltávolítható a készülék, majd a benne tárolt adatokat számítógép segítségével kiértékelik.

A vizsgálat menete:

- Az asszisztens felveszi az Ön adatait és beállítja a HOLTER készüléket.
- Az asszisztens felhelyezi az Ön mellkasára az öntapadós, egyszer használatos elektródákat, amikhez hozzákapcsolja a HOLTER készülék vezetékeit, majd elindítja a mérést.
- A készülék hangtalan, zajtalan, 24 órán keresztül automatikusan mér.
- A készülék derékövre akasztható hordozható tokban van elhelyezve, amelyet 24 órán keresztül nem szabad levenni, zuhanyozni nem lehet, és nem érheti víz!
- A vizsgálat ideje alatt kerülje az izzadással járó fizikai munkát, sportot.
- Huszonnégy órás vizsgálat végeztével eltávolíthatja magáról a tappancsokat, amiket az elektródákról lepattinthat, majd a tappancsok kidobhatók.
- Huszonnégy órás vizsgálat végeztével a kardiológiai szakrendelővel egyeztetett időpontban vissza kell jönnie Intézetünkbe, ahol a készülékben tárolt adatokat számítógép segítségével kiértékelik.

A vizsgálat értékelése:

- A kardiológus szakorvos értékeli az eredményeket, tájékoztatja Önt a vizsgálatok eredményéről, a szükséges terápiáról, gyógyszert ír fel, ha szükséges, vagy egyéb vizsgálatokat javasol, majd átadja a leletet.

Bármilyen további kérdés, kérés esetén, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Pozitron-Diagnosztika Központ

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

Tel: +36-1-505-8888, +36-1-505-8881,

Fax: +36-1-505-8889,

E-mail: info@pet.hu

A fentiekben leírtat elolvastam és elfogadom.

.....
Dátum

.....
Aláírás